



Aktueller Stand der Konzeption der SMILEY-Applikationen für die Endnutzer

Projektmeeting bei Fraunhofer am 29.08.2011 in Berlin

Humboldt Universität Berlin Ingenieurpsychologie Wandke, Sönksen, Sengpiel


Agenda & SMILEY Status







- TOP2: 11:15 12:45
- Einführung
- Vorstellung der Entwurfs-Konzepte für die "SMILEY Apps"
- Diskussion der Ergebnisse
- Besprechung der nächsten Schritte



Einführung






Anforderungsanalyse:

Vorgehensmodell






Anforderungsanalyse:

Unterstützungsbereiche für Interviews





SMILEY – Ergebnisse aus AP 1




- Ergebnisse des ILT wurden geschichtet
- →alleinlebend vs. nicht alleinlebend
- die Top 14 Funktionen sind bei beiden Gruppen gleich
- mit unterschiedlichen Rangplätzen/Mittelwerten
- einzige Ausnahme "Unterstützt werden, aktiv und gesund zu bleiben"
 - bei alleinlebenden auf Platz 5
 - bei nicht alleinlebenden auf Platz 19
- die wichtigsten Bereiche sind
- Sicherheit (7/14)
- Zugang zu Informationen (3/14)
- Aktiv und gesund bleiben (3/14)
- Erinnert werden (1/14)

AP1: Ergebnisse zweite Welle



 Überblick über untersuchte Unterstützungsmöglichkeiten Wichtigkeit "Allgemeiner Einstieg" pro Bereich



SMILEY – Schichtung Top 5



	·
Alleinlebende	Zusammenlebend
→Vor drohenden Schäden wie Feuer oder einem Rohrbruch in der Wohnung gewarnt werden (M=9,87, SD=0,516) SICH	→Zugang zu einem vielfältigen und umfassenden Informationsangebot (M=9,71, SD=0,726) ZZI
→Gesundheitliche Notfälle werden automatisch erkannt (M=9,67, SD=1,291) SICH	→Gesundheitliche Notfälle werden automatisch erkannt (M=9,64, SD=0,809) SICH
→Wenn die Wohnung verlassen wird, schalten sich alle versehentlich angelassenen Geräte ab (M=9,4, SD=1,404) SICH	→Sie oder von Ihnen zuvor festgelegte Personen würden bei einem Einbruch in Ihre Wohnung automatisch gewarnt werden (M=9,36, SD=1,206) SICH
 →Informationen über einen Facharzt, ein Amt oder ein bestimmtes Geschäft in der Umgebung →auf einen Blick sehen (M=8,87, SD=1,807) ZZI 	→Wenn die Wohnung verlassen wird, schalten sich alle versehentlich angelassenen Geräte ab (M=9,36, SD=1,286) SICH
→Unterstützt werden, aktiv und gesund zu bleiben (M=8,8, SD=1,963) AUG	→Technik könnte das Leben in den eigenen vier Wänden sicherer machen (M=9,36, SD=1,433) SICH

SMILEY Apps







Bild-Quelle: http://www.senioren-blog.info

SMILEY-Apps



- -> 1. aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle erkennen
 - 2. Kontakt zu anderen
 - 3. Around me
 - 4. Erinner' mich
 - 5. Warnung vor drohenden Schäden






Notfälle erkennen & aktiv und gesund bleiben








SMILEY – Vorgehen: Ergebnis



Inhalt der Startseite

- Männchen
 - mit Ampelsystem,
 - Wenn möglich: Lokation
- Titelleiste
- Infobereich (Text)
- Notfallbutton
 - Abbruchmöglichkeit
 - Luntenfunktion
 - Testalarm
- Navigationsbuttons
- Gesundheitstagebuch



SMILEY – Vorgehen: Ergebnis





- Durch die Realisierung dieser Funktion sind teilweise die folgenden Funktionen ebenfalls abgedeckt
- Unterstützt werden, aktiv und gesund zu bleiben (M=8,8, SD=1,963) AUG
- In bestimmten Notfällen werden automatisch zuvor festgelegte Personen benachrichtigt (M=8,8, SD=2,569) SICH
- Arzt könnte sich auf einen Blick detailliert über Ihren Gesundheitszustand informieren (M=8,4, SD=3,112) AUG
- Arzt könnte Sie gegeben falls anschließend direkt kontaktieren (M=8,33, SD=3,478)
 AUG

Aktiv und gesund bleiben


& gesundheitliche Notfälle automatisch erkennen)








Aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle autor



Alarmierungskaskade






- Wer soll alarmiert werden?
 - einstellbar durch user
- Default
 - → 1) Familie
 - → 2) Freunde
 - 3) Nachbar
 - **4**) ...
 - 5) IMMER wird jemand innerhalb von 5 min alarmiert
 - last line = SMILEY Operator
 - hat Info, wo Kunde wohnt und Arzt etc., ruft bei user an und wenn er ihn nicht erreicht, schickt er den Arzt (112) vorbei

 Ziel: einfache Alarmierung möglich, aber Fehlalarm vermeiden

Notarzt-Ruf • Lösung: Alarm-Lunte







SMILEY-Apps



- 1. aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle erkennen
- 2. Kontakt zu anderen
 - 3. Around me
 - 4. Erinner' mich
 - 5. Warnung vor drohenden Schäden






Kontakt zu anderen


(community participation)






Kontakt zu anderen (community participation)





2. Kontakt zu anderen (community participation)






2. Kontakt zu anderen (community participation)







2. Kontakt zu anderen (community participation)




Inhalt der Startseite

- Männchen
- zentral: Besitzer
- umgebend: bevorzugte Kontakte
- peripher: weitere Kontakte
- Ampelsystem: Status der Kontakte (grün vs. rot, online vs. nicht online)
- Kontakte: Übersicht



- Here & Now: Was kann ich mit wem jetzt bzw. vor Ort unternehmen?
- Vorschläge
- Suche
- Einstellungen
- Eigener Status, Wünsche



Kontakt zu anderen (community participation)



- Durch die Realisierung dieser Funktion sind teilweise die folgenden Funktionen ebenfalls abgedeckt
- Unterstützt werden, aktiv und gesund zu bleiben (M=8,8, SD=1,963) AUG
- Bei der Planung von Verabredungen unterstützt und an wichtige Termine erinnert werden (M=7,86, SD=2,282) EW
- Von zu Hause aus mit Menschen in Kontakt treten, die ähnliche Interessen haben (M=7,33, SD=2,823) KZA
- Von zu Hause aus auf einen Blick sehen, welcher Freund gerade Zeit und Lust auf einen gemeinsamen Spaziergang hat (M=6,83, SD=3,306) KZA
- Kontakte pflegen (M=6,54, SD=3,623) KZA
- Kontakte aufbauen (M=6,46, SD=3,064) KZA
- Zu Hause auf einen Blick sehen, wie lange es her ist, dass Sie Kontakt zu einem Ihrer Freunde hatten. (M=4,46, SD=2,859) KZA

SMILEY-Apps





- 1. aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle erkennen
- 2. Kontakt zu anderen
- 3. Around me
 - 4. Erinner' mich
 - 5. Warnung vor drohenden Schäden





















- Inhalt der Startseite
- Männchen
- Symbole
 - Anzeige wichtiger Institutionen
 - Wetter
 - Warnungen
- Heute-Button
- Protokoll
- Navigationsleiste







3. Around me



- Durch die Realisierung dieser Funktion sind teilweise die folgenden Funktionen ebenfalls abgedeckt
- Möglichkeit, ein speziell für ältere Menschen zugeschnittenes Informationsangebot zu nutzen (M=8,77, SD=2,351) ZZI
- Zugang zu einem vielfältigen und umfassenden Informationsangebot (M=8,47, SD=2,27) ZZI
- Auf einen Blick erfahren, was heute los ist (M=7,93, SD=2,789) ZZI
- Sich auf einen Blick über Aktivitäten wie das Sportangebot in der Nachbarschaft informieren (M=7,93, SD=3,654) AUG
- Automatisch genau in der Situation an etwas erinnert werden, in der die Erinnerung benötigt wird (M=7,85, SD=2,824) EW

•

SMILEY-Apps



- 1. aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle erkennen
- 2. Kontakt zu anderen
- 3. Around me
- → 4. Erinner' mich
 - 5. Warnung vor drohenden Schäden









Erinner' mich
























- Inhalt der Startseite
- Heute-Funktion
- Terminübersicht
- Erledigungs-Funktion
- terminunabhängige Aufgaben
- Morgen-Funktion
- Voarabansicht fester Termine



- Kalender
- Suche
- Einstellungen
- Protokoll





SMILEY SHERLING

Erinner' mich

- Durch die Realisierung dieser Funktion sind teilweise die folgenden Funktionen ebenfalls abgedeckt
- In bestimmten Notfällen werden automatisch zuvor festgelegte Personen benachrichtigt (M=8,8, SD=2,569) SICH
- Technik könnte das Leben in den eigenen vier Wänden sicherer machen (M=8,61, SD=2,404) SICH
- Sich an wichtige Dinge erinnern (M=8,56, SD=1,977) EW
- Bei der Planung von Verabredungen unterstützt und an wichtige Termine erinnert werden (M=7,86, SD=2,282) EW
- Automatisch genau in der Situation an etwas erinnert werden, in der die Erinnerung benötig t wird (M=7,85, SD=2,824) EW
- In der Wohnung jederzeit anzeigen lassen, wo sich wichtige Gegenstände wie Schlüssel oder Brille befinden (M=7,08, SD=3,04) EW
- Beim Organisieren von Erledigungen unterstützt werden (M=7, SD=3,047) EW

SMILEY-Apps




- 1. aktiv und gesund bleiben & gesundheitliche Notfälle erkennen
- 2. Kontakt zu anderen
- 3. Around me
- 4. Erinner' mich
- 5. Warnung vor drohenden Schäden








Warnung vor drohenden Schäden






Warnung vor drohenden Schäden













- Inhalt der Startseite
- Grundriss der Wohnung
- Anzeige laufender Geräte mit Lokation
- Männchen
- Angabe des Aufenthaltsortes
- Titelleiste
- Infobereich
- Notfallbutton
- Abbruchmöglichkeit
- Luntenfunktion
- Navigationsbuttons



5. Warnung vor drohenden Schäden



sind (z.B. Warnung bei Feuer)



Operator 32

SMILEY SERLIN

Warnung vor drohenden Schäden

- Durch die Realisierung dieser Funktion sind teilweise die folgenden Funktionen ebenfalls abgedeckt
- Wenn die Wohnung verlassen wird, schalten sich alle versehentlich angelassenen Geräte ab (M=9,4, SD=1,404) SICH
- Technik könnte das Leben in den eigenen vier Wänden sicherer machen (M=8,61, SD=2,404) SICH
- Wenn Sie Ihre Wohnung verlassen, verschließt sich diese automatisch (M=6,27, SD=3,615) SICH
- In bestimmten Notfällen werden automatisch zuvor festgelegte Personen benachrichtigt (M=8,8, SD=2,569) SICH
- Sie oder von Ihnen zuvor festgelegte Personen würden bei einem Einbruch in Ihre Wohnung automatisch gewarnt werden (M=8,6, SD=2,64) SICH





